

241.1  
87 AN

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ (ಪ-ಆಯ್ಕೆ 3.P.3)

LIBRARY  
INTERNATIONAL REFERENCE CENTRE  
FOR COMMUNITY WATER SUPPLY AND  
SANITATION (IRC)

ಶಾಲೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸರ್ಕಾರದ  
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಷಯ  
1982



ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ  
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಷಯ  
1987




ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ  
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಷಯ  
1987

241.1-87 AN-6574

TRANSLATION OF  
WATER FOR THE WORLD  
TECHNICAL NOTE NO. RWS. 3.P.3  
ANALYZING A WATER SAMPLE

BY  
THE NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD, LIBRARY  
RATMALANA, SRI LANKA



PUBLISHED BY  
U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  
WASHINGTON D.C. 20523  
U.S.A.  
1982

FINANCIAL ASSISTANCE FOR TRANSLATION  
PROVIDED BY  
THE INTERNATIONAL REFERENCE CENTRE  
FOR COMMUNITY WATER SUPPLY AND SANITATION  
P.O. BOX 93190  
2509 AD THE HAGUE  
THE NETHERLANDS



වඩාත් භයානක ජල දූෂණය ලෙස ප්‍රකාශයේ රෝග බෝවිය හැකි බැක්ටීරියා මගින් සිදුවන දූෂණයයි. ජල සාම්පලයක ඝනු ජීවීන්ගේ ප්‍රමාණය මගින් එම ජල සැපයුම රෝග කාරක අපද්‍රව්‍ය මගින් දූෂිත වී ඇති බව පෙන්වන ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සහ පවත්නා මට්ටම හෙයනානු ලැබේ. මෙම "බිදර්ශන" ජීවීන් කේලිකෝම නමින් හඳුන්වන විශාල බැක්ටීරියා කාණ්ඩයෙහි සාමාජිකයන් වෙති. කේලිකෝම බැක්ටීරියා බොහොමයක් රෝග කාරක නොවුවද, එම බැක්ටීරියා ජලයට එක්වනුයේ සත්ව සහ මනුෂ්‍ය බිත්තරවලින් මගින් බැවිනි, එම බිත්තරවලින් අන්තර්ගත රෝග කාරක පැතෝජනික ජීවීන් විවිධ හැකි බව පෙන්වීම නරඹ. කේලිකෝම බැක්ටීරියා හඳුනාගැනීම පැතෝජනික ජීවීන් හඳුනා ගැනීමට වඩා පහසු බැවිනි, සාමාන්‍යයෙන් ජලයේ කේලිකෝම මට්ටම එහි ඝනුජීවීන්ගේ ගුණ නිර්ණය කිරීමට යොදා ගනු ලැබේ.

බැක්ටීරියා සඳහා පරීක්ෂාව: -

ඉතාමත් සරල හා ලාභදායකව ඝනුජීවීන්ගේ විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය "සමමත ඵලක පරීක්ෂණය" ( SPC ) නමට ක්‍රමයයි. එමගින් සාම්පලයේ අධික සමස්ථ බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය මනිනු ලැබේ. මෙම ක්‍රමයේදී නිසියාකාර ලෙස ලබාගත් සාම්පලයක ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් පෙට්‍රි දිසියක ඇති වඩිත මාධ්‍යයක් සමග මිශ්‍රකොට මිශ්‍රණය කරනු ලැබේ. එවිට එම ජලයෙහි ඇති සියලු වර්ග බැක්ටීරියා වලින් කොටසක් ගණනය වලට වඩිතව වනු ඇත. SPC පරීක්ෂාව මගින් කේලිකෝම බැක්ටීරියා අනෙක් බැක්ටීරියා වර්ගවලින් වෙන්කොට හඳුනාගත නොහැකි වෙනත් වය ජලයේ සාමාන්‍ය ඝනුජීවීන්ගේ ගුණ ඇගයීම සඳහා වූ වටිනා ක්‍රියාදාමයයි. වෙනත් විශ්ලේෂණ ක්‍රමයක් භාවිතා කොට අවස්ථාවලදී ජලයේ මූලික ඝනුජීවීන්ගේ පදාර්ථ නිර්ණය කිරීමට ඉහත ක්‍රමය උචිත වේ.

සමමත ඵලක පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය වන උපකරණ සහ පරීක්ෂණ ද්‍රව්‍ය බොහෝ රසායනාගාරවල සුලභව ඇත. තනුක කරන ලද ජල සාම්පලයකින් මිලි ලීටරයක් ජීවානුහරණය කරන ලද පිපෙට්ටුවක ආධාරයෙන් ජීවානුහරණය කරන ලද පෙට්‍රි දිසියකට ගනු ලැබේ. ජීවානුහරණය කරන ලද ග්ලූකෝස්, ඇගාර් වැනි වඩිත මාධ්‍යයකින් ආසන්න වශයෙන් මිලි ලීටර 10 - 15 ක් ප්‍රමාණයක් පෙට්‍රි දිසියෙහි වූ සාම්පලය මතට එක් කරනු ලැබේ. සාම්පලය සහ වඩිත මාධ්‍ය හොඳින් මිශ්‍රකොට 35°C සිට 0.5°C ක් ඉහල ගෝ පහල උෂ්ණත්වයන් පවත්වා ගනිමින් පැය 24 ට පැය 2 ක් අඩු ගෝ පැය කාලයක් ඉල මිශ්‍රණය කරනු ලැබේ. කිසිවිට තණ්ණාඩියක ගෝ දිප්තිමත් ගණනය ගණනය කරන උපකරණයක් මගින් බැක්ටීරියා ගණනය ගණනය කරනු ලැබේ. බැක්ටීරියා ගණනය 500 කට අඩු ප්‍රමාණයක් වඩිතය වී ඇත්නම් එම ජලය සාපේක්ෂ වශයෙන් සෞඛ්‍ය සඳහා සුදුසු බැවකි. බොහෝ ස්ථාවර රසායනාගාර සඳහා සම්මත ඵලක පරීක්ෂණය තුරු පුරාදාය.

විශේෂයෙන් ජල සාම්පලයක් පවතින කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා සඳහා පරීක්ෂණය "කොලිෆෝම් පරීක්ෂණය" ලෙස හඳුන්වේ. "සමස්ථ කොලිෆෝම් පරීක්ෂණයක්" මගින් ජලයේ පවතින නොයෙක් වර්ගවල කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා සඳහා ගත හැක. සාම්පලයා ඊ කොලි නමින් හඳුන්වන විශේෂ වූ බහිෂ්චාලිත කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා පැවතීම, එම ජලයෙහි පැහැදිලිව පිටින් දැකීම මට්ටම ප්‍රබල සාක්ෂියකි. සමස්ථ කොලිෆෝම් පරීක්ෂණයකදී ජලය කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා වලින් තොර බව අනාවැකිය වේ නම් නේ ඉතා පහත් මට්ටමක් කොලිෆෝම් ප්‍රමාණය ඉතා පහල මට්ටමක් පවතී නම් එම ජලය රෝග ජනකය කරන බැක්ටීරියා වලින් තොර සේ සලකනු ලැබේ. බොහෝවිට නිසර ආවිකාවක් සූදුපීචනය පරීක්ෂණය වූ කලී සමස්ථ කොලිෆෝම් පරීක්ෂණයයි.

ශ්‍රාමය ජල සැපයුම සියල්ලම පාහේ විශ්ලේෂණයට ආරක්ෂා කලිම කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා දැකීම පෙන්වීම කරයි. මිමට භ්‍රාමය වූ ජල සැපයුමක් ආරක්ෂිත ආවය නිරන්තර වශයෙන් ප්‍රදේශයේ වන කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා පැවතීම නැති නොවීමට එක හොඳම, එහි පවතින කොලිෆෝම් මට්ටම එම බැවින්, කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා පැවතීම පමණක් යම් ජල සැපයුමක් අයෝග්‍ය යයි නිරන්තර කල නොහැක. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ "WHO මිමට ගණනා ජලයේ සූදුපීචනය කාලයක් පිළිබඳ සම්පාදනයක් වෙනස්වීම ජල සැපයුමේ නොදිවුණු මට්ටම, විෂමීය නාශක සාධක නිසිම සහ තල මාරු සවිභාගය මිමීම" යන කරුණු මත රඳා පවතී. දිවුණු ජලසම්පාදන ක්‍රම වලින් වඩා උසස් සම්පාදනයක් මලාගනයකින් දිවුණු නොවන අතර, නොදිවුණු ජලසම්පාදන ක්‍රමවල පහත් මට්ටමක් කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා පැවතීම ඉඩදිය හැක. "කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා පරිශෝවෙහි ප්‍රචාරය නිරාපනය කිරීම" යන නොවැඩිම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මූලික සම්පාදනයක් පිළිබඳ විස්තර දක්වා ඇත.

ජල සාම්පල විශ්ලේෂණය රසායනාගාරයක් තුළ හෝ විශේෂ උපකරණ නවවල ආවිකා කරමින් කොන්ත්‍රයේදී කල හැකිය. රසායනාගාරයක් මගින් විශ්ලේෂණය සඳහා පාලිත වාතාවරණයක් සැපයෙන අතර, බොහෝ සමයන් පහසුකම්ද සැපයේ. කොන්ත්‍ර උපකරණ ආවිකා පහසුකම් සහ සාම්පල තැන්පත් කිරීම සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මාරුකරන මට්ටමින්, කොන්ත්‍ර උපකරණ නවවල සැමවිටම රසායනාගාරයක් පමණ සම්පූර්ණ නොවේ. කෙසේ වෙතත් දැන ප්‍රදේශවල ජලයේ සූදුපීචනය පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේදී පැන නගින ප්‍රධාන අපහසුතම රසායනාගාර පහසුකම් මද වීමයි. කුඩා ගොඩනැගිලි සහ ජලයේ සූදුපීචනය සම්බන්ධ වෙනස්වීම් සිදුවන නිසා එම වෙනස්වීම් අවම වශයෙන් පැවතීම පිණිස සාම්පල ගත් පසු හැකි ඉක්මනින් විශ්ලේෂණ නවවල ආරම්භ කල යුතුය. සාම්පල ලබා ගැනීමෙන් පසු පැය හයක කල සිසාවන් දැනුණ පරීක්ෂණයට ආරක්ෂා කළ හැකි අවස්ථාවල සම්පාදන රසායනාගාරයක් තුළ විශ්ලේෂණය සිදුකල හැක. සාම්පල ලබාගැනීමෙන් පසු පැය හයක කල සිසාවන් දැනුණ පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ නොහැකි වාතාවරණවලදී කොන්ත්‍ර උපකරණ නවවල මගින් සාම්පල ලබාගත් ස්ථානයේදීම විශ්ලේෂණය කිරීම වඩාත් උචිත වේ.

පැය හයක් ඇතුළත රසායනාගාර හෝ භෞත්‍ය විශ්ලේෂණ ඇරඹීම නොහැකි අවස්ථාවලදී යම්පල නිසි පරිදි තැන්පත් කොට ලාම නිෂේධන පරිදේෂණ පහසුකම් සහිත ස්ථානයකට ප්‍රවාහණය කළ යුතුය. (ඊල යම්පලයක් ලබාගැනීම " RWS 3. P.2 බලන්න). සමහර භෞත්‍ය උපකරණ තව්වල යැලයුම් කර ඇත්තේ යම්පල විශ්ලේෂණය සඳහා රසායනාගාරයක් වෙත යැවෙන තුරු නිසි තැටියක් යටතේ පවත්වා ගැනීමට හැකිවන පරිදිද. අනිකුත් භෞත්‍ය උපකරණ තව්වල පහසුවෙන් එසා මෙසා ගෙන යා හැකි අංශ සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණ පහසුකම් සහිත ඒවාය.

තෝලිතෝල බැක්ටීරියා සඳහා පරීක්ෂාව:-


තෝලිතෝල බැක්ටීරියා අනාවරණය කරගැනීම සඳහා මූලික වශයෙන් ප්‍රම 2 ක් ඇත. ඒනි පලමුවැන්න වන "බහු නල" ප්‍රමයෙහිදී පෝෂ්‍යදායී වර්ත ඔටයයක් අඩංගු පරීක්ෂණ නල පහතට හෝ නල තව්වල පහතට ඊල යම්පලයේ ඔහින ලද දැඩි පරිඔවත් එන්තරනු ලැබේ. මෙම යම්පල නල බීජෝෂණයට භවිතය කරනු ලබන අතර, එහි ඇති පෝෂ්‍යදායී වර්ත ඔටය බැක්ටීරියා වර්තය සඳහා උපකාරීවේ. ඊල යම්පලයේ අනුඔන නලහැකි බැක්ටීරියා අංතය (MPN) තත්පේරු කරනුයේ පැය 48 න බීජෝෂණයෙන් පසු, වායු මුක්ත කරන පරීක්ෂණ නල යංඔනව ඔන පිහිටිමින්ය. මන්තියද යත් එලෙස වායු මුක්ත කිරීම බැක්ටීරියා වර්තය වන ඔව පෙන්වන ලක්ෂණයක් බැවිනි. බහු නල ප්‍රමය සඳහා භෞත්‍ය උපකරණ තව්වල ලබාගත හැකි නමුදු වඩාත් සඵල ලෙස මෙය සිදුකල හැක්තේ අංශ සම්පූර්ණ රසායනාගාරයක් තුළය.

"පෙරහන් තඩ තහනනය" නමවු දෙවැනි ප්‍රමයෙහිදී මැනගත් ඊල යම්පල පරිඔවත් බැක්ටීරියා රදවා ගනු ලබන පැතලි පෙරහනක් තුලින් තෙරසා හැරීම හෝ ඇදගැනීමෙන් ඊල යම්පලයෙහි සිටින බැක්ටීරියා රදවා ගනු ලැබේ. ඉන්පසු පෙරහන වර්ත ඔටයයක තැන්පත් කොට බීජෝෂණයට භාරනය කරනු ලැබේ. බැක්ටීරියා දෘෂ්‍යමන භ්‍යාවය යාදමින් වර්තය වේ. මෙම භ්‍යාවය පිටවී ඇසින් හෝ පුඵල් භෞත්‍ය දවී අත්හිත අන්වීක්ෂයක උපකාරයෙන් භ්‍යනය කරනු ලැබේ.

මෙම ප්‍රම දෙකෙහිම නිදොස්භවය කෙරෙහි යෙහින් රදා පවතිනුයේ ඇහසීමට භාරනය වන ප්‍රභවයෙහි නිසි පරිදි ලබාගන්නා ලද යම්පලය මතය. "ඊල යම්පලයක් ලබාගැනීම" ( RWS 3.P.2 විමර්ශනය කරන්න).

කෝලිණේම බැක්ටීරියා අනාවරණය කරගැනීමේ ඔහු නල ත්‍රමය.

මෙම ත්‍රමයෙහිදී පෝෂණදායී වර්ණ ආධාරයක් සහිත පිඬු සාමාන්‍ය අඩංගු පරිශෝණ නල තට්ටල පහත බැක්ටීරියා වර්ගය විවේචි සංඛ්‍යාත්මක තත්වයට පත් වන විටදී සාමාන්‍යයෙන් කෝලිණේම බැක්ටීරියා අංතය ඉතාමත් අධික වනු ලැබේ. මෙම පිඬු සාමාන්‍යයට ආසන්නව පරිශෝණ නල තට්ටල වලින් පවතින මිනුම වර්ගය කෝලිණේම බැක්ටීරියා මගින් වායුමය ආසාරයට ලැබෙමින් පැයටත් උඩටත් උඩටත් උපරිමය විවේචි වන කෝලිණේම බැක්ටීරියා පවතින බව පෙන්වීමට කරයි. පරිශෝණ නලය තුළ තුර්පයක් යටිතලයක් තැබීමෙන් මෙහි උපරිමය වන වායුව රැස් කරගනු ලැබේ. 1 - රූප සටහන බලන්න.



විවිධ ඔහු නල පරිශෝණ වර්ග තුනක් ඇත. ඒවා නම් අනුමාන පරිශෝණ, ස්ථිර පරිශෝණ සහ පුර්ණ පරිශෝණ වේ. අනුමාන පරිශෝණ භාවිතයෙන් සාමාන්‍ය වශයෙන් කෝලිණේම බැක්ටීරියා සංඛ්‍යාවන් විවේචි වේ. ස්ථිර පරිශෝණ එයට වඩා විශිෂ්ට පරිශෝණයක් වන අතර, පුර්ණ පරිශෝණ තව දුරටත් නිරවද්‍ය වේ. තෙසේ වෙනත් ස්ථිර සහ පුර්ණ පරිශෝණයන් සිදුකිරීම සඳහා පරිශෝණ ද්‍රව්‍ය වැඩිපමණක් අවශ්‍ය වීම සහිතව දැක්වීමට සහ පලපුරුද්ද අවශ්‍ය වේ. බොහෝ ග්‍රාම් ජල සෑදුම් පරිශෝණ කිරීම සඳහා අනුමාන පරිශෝණ යැයි.

අනුමාන පරිණාමවේදී පෝෂණදායී වර්තන ආධාරයක් සහිත පිඳුනු ලද යාම්පල අධි-උෂ්ණ පරිණාමන තල පහ  $35^{\circ}\text{C}$  ට වඩා  $0.5^{\circ}\text{C}$  ක් ඉහළ හෝ පහළ උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගනිමින් පැය 24 ට වඩා පැය 2 ක් අඩු හෝ වැඩි කාලයක් තුළ බීජෝණයට භාජනය කරනු ලැබේ. මෙම කල සීමාවෙන් පසු පරිණාමන තලය තුළට යටිතල අවස්ථාව වටා ඇති පෝෂණදායී ආධාරය තුළ වායු මුදුරු උත්පාදනය වන්නේ නම් සහ අවස්ථාව තුළ තුඩු වායු මුදුරු උත්පාදනය වන්නේ නම් පරිණාමය සාර්ථක යැයි නිගමනය කෙරේ. එනම් එම යාම්පලයෙහි ක්ෂේත්‍රයේ බැක්ටීරියා පවතින බව අනුමාන කරනු ලැබේ. වායු මුදුරු උත්පාදනය නොවන්නේ නම් නැවත පැය 24 ක් තුළ බීජෝණයට භාජනය කරනු ලැබේ. එම වකාවේ වායු මුදුරු උත්පාදනය වුවහොත් පරිණාමය සාර්ථක යැයි නිගමනය කෙරේ. දෙවැනි වකාවේ බීජෝණය කිරීමෙන් පසුවද වායු මුදුරු උත්පාදනය නොවේ නම් එය සාර්ථක පරිණාමයක් ලෙස නිගමනය කෙරේ. එනම් එම යාම්පලයෙහි ක්ෂේත්‍රයේ බැක්ටීරියා ස්ථිර වශයෙන්ම නොපවතින බව තීරණය කෙරේ.

පරිණාමන තල පහ තුළ අන්තර්ගත පෝෂණදායී වර්තන ආධාරයට ජල යාම්පලය එක්කරන්න ; පැය 24  $\pm$  2 කාලයක් තුළ  $35^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$  උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගනිමින් බීජෝණය කරන්න.

(1) වායු උත්පාදනය වේ ; අනුමාන පරිණාමය සාර්ථකය ; ක්ෂේත්‍රයේ ආශ්වාදය ඇතිබව අනුමාන කෙරේ.

(II) වායු උත්පාදනය නොවේ, හෝ ඒ බව සැක සහිතය ; වැඩිපුර පැය 24 ක් තුළ බීජෝණය කරන්න. (සම්පූර්ණ කාලය පැය 48  $\pm$  3)

(ඊ) වායු උත්පාදනය වේ ; පරිණාමය සාර්ථකය.

(ඔ) වායු උත්පාදනය නොවේ ; පරිණාමය සාර්ථකය ; ක්ෂේත්‍රයේ ආශ්වාදය නොවේ.

2 වන රූප සටහන - ක්ෂේත්‍රයේ අනාවරණය කරගැනීමේ බහු තල ප්‍රමාණ අනුමාන පරිණාමය.

අනුමාන පරිණාමයන් සාර්ථක ප්‍රවේල ලැබුණු පසු එම යාම්පලයේ සාධක තරමක් යථිත හා පූර්ණ පරිණාමයක් සිදුකල බැව. කෙසේ වෙතත් අනුමාන පරිණාමයන් පසු පමණ MPM වගුව සාධක කර මිලි ලීටර් 100 ක ජල පරිමාවක අනුමාන කලබැසි කෙලිනෝමි බැක්ටීරියා අංශය ඇදවැටීමේදී කල බැව. 1 වන වගුව බලන්න.

MPM අංශයක් ජලයේ පවතින කෙලිනෝමි බැක්ටීරියා පමුදුරුණ ප්‍රමාණයන් සොවන මට්ටමට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණය. එම ජලයේ කඩප කිරීමේදී කිරීමේදී සඳහා ප්‍රමාණයන් ඇදවැටීමේදී වේ.

1 වන වගුව - කෙලිනෝමි බැක්ටීරියා සඳහා අනුමාන කලබැසි අංශ දර්ශකය.


(මිලි ලීටර් 10 ට පමණ සාධක කර ඇති වට)

මිලි ලීටර් 10 පමණයක් පුරා ජල යාම්පල 5 ක් සාර්ථක ප්‍රවේල දෙක කල පමණය	මිලි ලීටර් 100 ක ජල පරිමාවක් සඳහා අනුමාන කලබැසි කෙලිනෝමි බැක්ටීරියා අංශය ( MPM )
0	2.2
1	2.2
2	5.1
3	9.2
4	16.0
5	16.0

කෙලිනෝමි බැක්ටීරියා අනාවරණය කිරීමේ පෙරහන් කඩ තත්ත්වය :-

පෙරහන් කඩ ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිලාභය වූ යාම්පලය මිනිසා ගොවිපලය ආධාරයෙන් පැහැදිලි පෙරහන් කලින් ඇදගනු ලැබේ. පෙහෙණු පෙරහන ධාරකයෙන් ඉවත් කොට පෙට්‍රි දිසියක වූ වර්ෂ සාධකයන් සන්සාරක වූ කොට්ටයන් මත තැන්පත් කරනු ලැබේ. 3 වන රූප සටහන බලන්න. පෙට්‍රි දිසිය ඉන්සියුලේටරයක් තුළ තැන්පත් කරනු ලැබේ. කෙලිනෝමි බැක්ටීරියා කිරීමේදී පවතින එම පෙරහන මත පැහැදිලි ලෙස වර්ෂයන් ගණනාවක යාදමක් වර්ෂය වේ. නිසල කල සිමාව තුළ බිලියන ගණනට සාරකය කල පසු පිටවී ඇති සේ අන්වීක්ෂණ සාධකයෙන් පෙරහන් පරිණාම කොට ගණනාවක ගණකය කරනු ලැබේ.

විශ්වස් භක්ෂකයන් අතර වෙනස පහසුවෙන් බලාගැනීමට නම් පෙරහන බන්ධනවලින් බන්ධන වෙන් කොට විනාඩි 30 ක් ඇතුළත පරීක්ෂා කළ යුතුය. පෙරහන විදුලු පසු වැනි ස්ථාවර වන අතර, පෙරහන කුඩි ජ්වලයේ පවුල දෙකේ අතර ඇත්තේ තොට තැබීමෙන් මෙම ප්‍රවේදනය අනාගත ප්‍රයෝජනය සඳහා ආරක්ෂා කොට තැබිය හැක.



පෙරහනේ තබන පරීක්ෂාව සඳහා වූ කෙසු උපකරණ කට්ටල ඒක වශයෙන් නිශ්පාදනය කිරීම දෙකෙකු වෙතින් ලබාගත හැක. උපකරණ කට්ටල ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය හෝ ජාතික ජල අධිකාරියෙන් විමසන්න. එම සමාගමේ විසින් කිසියම් වර්ගයේ උපකරණ කට්ටල දැනටමත් භාවිත කර ඇත්නම්, ඒවායේ අනුකූලතාවය ස්ථිර කිරීම සඳහා වැඩිමත් උපකරණ එම නිෂ්පාදනය වෙතින්ම ලබාගත හැකිවිය යුතුය. කෙසු උපකරණ කට්ටලවල තොටයේ හුවමාරු කළ නොහැක. උපකරණ කට්ටලය සමඟ සම්පූර්ණ උපදේශ පත්‍රිකාවක් අවංක විය යුතු බව සලකන්න.

කොලීනේට් බැටරියක අනාවරණය කර ගැනීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානුයේ ඕලිවුන් පහසුකම් පහසුකම්ය. උණුසුම් වන සැලකිල්ලෙන් භූමියක කළ යුතුය. පහසුවෙන් එක ලෙස ගෙන යා හැකි බන්ධනවලට භවිතා කරන්නේ නම් මිස, කෙසේ නමුත් භවයන් යටතේ බන්ධනවලටත් තුළ නියම උණුසුම් පරාස පවත්වා ගැනීම සැලකිල්ලට කළ නොහැකිය. පහසුවෙන් එක ලෙස ගෙන යා හැකි බන්ධනවලට සාපේක්ෂ වශයෙන් මිල අධික වන අතර, එය ක්‍රියා කරවීම සඳහා කේටර් රථ බැටරියක් වැනි ශක්ති ප්‍රභවයක් අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත් ඕලිවුන් පහසුකම් සඳහා නිරවද්‍ය උණුසුම් භූමියක් සිදුකළ නොහැකි අවස්ථාවල පෙරකත වනාම බන්ධනවලටත් වෙස ප්‍රධානතම කළ යුතුය. නිරවද්‍ය උණුසුම් භූමියක් සහිත බන්ධනවලටත් කිසිදේක් ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල, සමස්ථ කොලීනේට් පරිණාම සඳහා මනුෂ්‍ය ශරීරය මගින් ඕලිවුන් පහසුකම් ලබාගත හැක. පෙරකත කඩ දැමීමට හැකිවන පරිදි සාක්ෂි මැසු යට තබා මිලදී ගැනීම හෝ එක හැකිම කළ හැක.

මතු කල ප්‍රමාණ සහ පෙරකත කඩ ප්‍රමාණ සංයෝජනය කිරීම :-

පෙරකත කඩ ප්‍රමාණ වඩා මතු කල ප්‍රමාණයේ පාඩු පහසු පරිදි වේ.

1. මතු කල ප්‍රමාණ සඳහා අවශ්‍ය වන උපකරණ සහ පරිණාම ප්‍රමාණ අනුපාත සම්පූර්ණ රසායනාගාරවල පුළුල්ව ඇත. එම උපකරණ, පෙරකත කඩ ප්‍රමාණයේ භවිතා කරන උපකරණවලට වඩා පහසුවෙන් මිනීමට රටකින් ලබාගත හැක. පෙරකත කඩ ප්‍රමාණ සඳහා වූ පහසුවෙන් එක ලෙස ගෙන යා හැකි උපකරණ නවීන විද්‍යාත්මක නිෂ්පාදනවලින් වෙතින් අනාගතය කළ යුතුය. එහිදී ඒවා අත්පත් කර ගැනීමේදී සහ අපහර කොටස් ලබා ගැනීමේදී විදේශ විනිමය පෙනුවෙන් විශාල ප්‍රදාන වැයවේ. අධික මිල නිසා මෙම උපකරණ නවීන ලබාගැනීම සහ මෙහෙයවීමද හැටුපත් විය හැක.
2. මතු කල ප්‍රමාණයේ භවිතා වන උපකරණ නැවත භවිතා කල හැක. පෙරකත කඩ ප්‍රමාණ සඳහා භවිතා වන පහසුවෙන් එක ලෙස ගෙන යා හැකි උපකරණ නවීන වත් වනවන් භවිතා කළ පසු ඉවත දැමිය යුතුය.

පරිණාම කළ යුතු ජල සැපයුම් අයුතු ස්ථානික රසායනාගාර කිහිපයක් අවස්ථාවල සූදානම්වීමට විශ්ලේෂණය සඳහා මතු කල ප්‍රමාණ පුදුපු වන අතර, විශ්වාසදායක රසායනාගාර සේවයක් නොමැති සුදුසු ශ්‍රමය ප්‍රදේශ සඳහා මෙම ප්‍රමාණ පුදුපු කෙරේ.

ඔහු නල ත්‍රමයට වඩා පෙරහන් තව ත්‍රමයේ වාසි පහත දැක්වේ.

1. පෙරහන් නල වඩිතය වන කෙලිනේලි බැන්ට්ටියා ගණවය දැන මහා ගැනිලෙන් භද්‍රාගණන ගණනට නල හැන. ඔහු නල ත්‍රමය මගින් කෙලිනේලි බැන්ට්ටියා අංතය පාමිකාර්ථනට දැක්වෙන්නේද නෙවේ. ඔහු නල ත්‍රමයේදී පෙන්නුම් කොට පෙරහන් තව ත්‍රමයේ ප්‍රවීණතා අනාගත ප්‍රයෝජනය සඳහා කැන්පන් කොට තබාගත හැකිය.
2. පෙරහන් තව ත්‍රමයේදී උපතපන පුදානම් කිරීම සහ ඉදිව පවිත්‍ර කිරීමද අල්පය. ලෙස දමනු ලබන උපතපන සහ අලින් සත්‍ය තරන ලද පරිණත ද්‍රව්‍ය, එම ත්‍රමය සඳහා වූ භෞත්‍ය උපතරණ නවීනවල සම්මත අංගයන් වේ. තවද, පෙම ත්‍රමය සඳහා ගතවන කාලය ඔහු නල ත්‍රමය සඳහා ගතවන කාලයට වඩා අඩුය. පෙරහන් තව ත්‍රමයේදී සාමාන්‍ය ලබාගත් පොතෙහි පිට ප්‍රවීණතා ස්ථානය කිරීම සඳහා ගතවනුයේ පැය 24 ක කාලයයි. ඔහු නල ත්‍රමයේදී මිලෝ ඡාය සඳහා පමණක් පැය 48 ක කාලයක් ගතවන අතර, පමුණු පරිණතය සඳහා පැය 96 ක කාලයක් ගතවේ. එබැවින්, තමනට සාමාන්‍ය අධ්‍යයන අවස්ථාවල පෙරහන් තව ත්‍රමය අඩු වියදම් සහිත විය හැක.
3. පෙරහන් තව ත්‍රමයේදී, භෞත්‍ය වැඩවැදි සහ හදිසි අවස්ථාවන්හිදී ඔහු නල ත්‍රමයට වඩා පුදුසු පරිදි යොදාගත හැක. පෙරහන් තව ත්‍රමයේදී පිටු කිරීම සඳහා පුදානම් වීම සහ පරිණතවෙන් පසු ඉදිව පවිත්‍ර කිරීම, ඔහු නල ත්‍රමයේ එම ක්‍රියාවන්ට වඩා සරල වන අතර, ඉන්පසුව, පෙරහන් තව ත්‍රමය සඳහා වූ උපතරණ සහ පරිණත ද්‍රව්‍ය සඳහා වැඩවන ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඔහු නල පරිණතය සඳහා වැයවේ.

විශේෂයෙන් ඔහු නල ත්‍රමයට වඩා පෙරහන් තව පරිණතවත් සඳහා භෞත්‍ය පසුකලයක යොදා ගත හැකි පරිදි විශේෂයෙන් සත්‍ය තරන ලද උපතරණ ලබාගත හැක.

සාමාන්‍ය ලබා ගැනීමෙන් පසු පැය 6 ක් ඇතුළත විශ්වාසදායක රහස්‍යාකාර පෙට්ටියක් ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල සහ භෞත්‍ය උපතරණ නවීනව ඉහා මිල අධික නොවන අවස්ථාවලදී පෙරහන් තව ත්‍රමය භාවිත කිරීම පුදුසුවේ.

කෙලිකේලි මැන්වරියා පරිභාෂාවේ ප්‍රවීණ ස්ථාන සිටීම.

කල්පිතයන් වශයෙන් පියවුම කම්පන කෙලිකේලි මැන්වරියාවලින් කෙරවිය යුතුය. ශ්‍රාවය ප්‍රදේශවලින් වැඩු උසස් සම්පතක් ගැමවීමට අපේක්ෂා කළ නොහැක. දේශීය සම්පතක් ඇතිවීම ඒවා භවිතා කළ යුතුය. ලෝක කොටස ගැටීමකට මගින් පහත යැපුමක් සම්පතක් අනුමත කර ඇත.

1. සිතීම වසරක් පුරා මෙම ගන්නා ජල කම්පන 95% ක මිලි ලීටර් 100 ක් තුළ කෙලිකේලි මැන්වරියා නිසිවින් අඩංගු නොවිය යුතුය.
2. නිසිම කම්පනය මිලි ලීටර් 100 ක් තුළ ඊ කෙලි අඩංගු නොවිය යුතුය.
3. නිසිම කම්පනය මිලි ලීටර් 100 ක් තුළ වෙනත් වස්තුවල කෙලිකේලි ජීවීන් 10 කට වඩා අඩංගු නොවිය යුතුය.
4. මිලි ලීටර් 100 ක පරිභාෂණයක් පුත් පිලිවෙලින් ගත් නිසිම කම්පන දෙකක් තුළ කෙලිකේලි ජීවීන් අඩංගු නොවිය යුතුය.

ජල ගැපයුම මෙම සම්පතක් හෝ දේශීය සම්පතක්ට අනුකූල නොවේ නම් එය පිරිපහදු කිරීමෙන් කෙරව ගනිමට හැකිම නුසුදුසු යැයි සැලකිය යුතුය. නිතරම වර්ගය හෝ කෙලිකේලි මැන්වරියා ඇති අව අනාවරණය වූයේ නම් එයට හේතුවූ කරුණු තීරණය කිරීම යැපුම තව දුරටත් විමර්ශනය කළ යුතුය. ප්‍රචලයෙන් කළ පුත්තේ වහාම නැවත කම්පන ලබාගත විශ්ලේෂණය කිරීමයි. (ජල කම්පනයක් ලබාගැනීම RWS 3.P.2 බලන්න). අදාළ ජල කම්පන ඉහත සංවිච්ඡිත නොව දක්වන ලද සම්පතක්ට අනුකූල නොවෙතැයි ජලයේ තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ අනුමතයක් යැපුම "ජල පිරිපහදු ක්‍රමයන් සෝපනා කිරීම" RWS 3.P.4 බලන්න. පිරිපහදු කිරීමට භවිතය පෙරෙන ජලය තෙතම දූෂිත වුවත් විෂබීජ නාශනය කරන ලද ජල ගැපයුම සම්පුර්ණයෙන් පියවුම කෙලිකේලි මැන්වරියා වලින් කෙරවිය යුතුය. විෂබීජ නාශනය කරන ලද ජල ගැපයුමට විශ්ලේෂණ ප්‍රවීණ ස්ථාන සිටීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම යැපුම "රසායනික විෂබීජ නාශන ඒකකයක් ක්‍රියාකාරීව සහ නඩත්තුව" RWS 3.0.4 බලන්න.

සාරාංශය :-

ජලයෙහි තඬයන් වෙන් වීමට නැඹුරුවන සෑම අවස්ථාවලදීම ජල  
සාම්පල ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම නැවතත් සිදුකළ යුතුය. සෑම  
විශ්ලේෂණ කාල සීමාවක් තුළදීම දින කිහිපයක් තුළ සාම්පල කිහිපයක්  
ලබාගත යුතුය. තනි ජල සාම්පලයක විශ්ලේෂණ ප්‍රවීරල මත රඳා  
පැවතීම යුද්‍යු නොවේ.

විශ්ලේෂණය සම්පූර්ණ කළ පසු එම ප්‍රවීරල සම්පාරයක සමීක්ෂණයෙහි  
යෙය ගැනීම සහ පරීක්ෂාකාරීව සලකා බැලීමෙන් ප්‍රවීරල ජීව්‍යතය තල  
යුතුය. විශ්ලේෂණය මගින් ජල සාම්පලයක දූෂිත මට්ටම හා ප්‍රමාණය තීරණය  
කරනු ලැබේ. සම්පාරයක සමීක්ෂණයන් මගින් දූෂණය විය හැකි මාසී භූකෘත  
ලැබේ. පවතින ජල පද්ධතියක ආරක්ෂිත භාවය තීරණය කිරීම සහ ජලයේ තඬය  
වැඩි දියුණු කිරීමේ ශ්‍රම යෝජනා කිරීම සඳහා ඉහත ක්‍රියා දාමයන් දෙකෙහි  
ප්‍රවීරල සමබර විය යුතුය.

ප්‍රයෝජනවත් වටහාට්ට :-

දුෂ්ඨයන් :- ජාත්‍යය පාටිභෝජනයට යන කාලයේ තවදුරටත් යඳහා යුද්ධය නොවන පරිදි ජලයේ ඇති අපද්‍රව්‍යයන්.

ඔහිප්‍රාච්ඡා නොලැබීම :- එහා අන්ත්‍රයෙහි දක්නට ලැබෙන බැක්ටීරියා විශේෂයකි. ඔබ්‍රොවිමය දුෂ්ඨයන් හඳුනාගැනීමට නොලැබීමේදී දර්ශනයක් භාවිතා වේ.

වච්ඡා ආධ්‍ය :- බැක්ටීරියා භාග්‍යය වලට වච්ඡා වීමට අනුබල දෙන ද්‍රව්‍යයන් හෝ ජලයන්.

විශේෂණය :- බැක්ටීරියා භාග්‍යයකට වච්ඡා වීම යඳහා උණුසුම්ව තබා ගැනීම.

හෝමොසයිට් වච්ඡා ආධ්‍ය :- බැක්ටීරියා භාග්‍යයකට වච්ඡා වීම ඉන්ද්‍රික් තරන ද්‍රව්‍යයන්.

පැනෝජන් :- රෝග තරන බැක්ටීරියා විශේෂයන්.

ප්‍රෙට්‍රි දිස්ට් :- සම්පූර්ණයෙන් වැයෙන විශාල පිටත් කිරීම වටහා, නොගැලීම, වියුරු හෝ ජ්‍යාමයන් දිස්ට්. වච්ඡා ආධ්‍යයන් තුළ බැක්ටීරියා භාග්‍යය වච්ඡා කිරීම යඳහා මෙය භාවිතා වේ.

පිංචන :- ප්‍රමාණය එක ගැනීමට හෝ වෙනත් ස්ථානයකට මාරු කිරීම යඳහා ක්‍රියා වීම පරිමාණය ඇද ගැනීමට භාවිතා වන ක්‍රියාවකි.

සානිතරණය සම්පූර්ණය :- ප්‍රයෝජනය යඳහා ඇති සියලුම ජල සැපයුම්වල සෝමොසොටය එක බලයක හෝ මලදීමට හැකි වාතාවරණයක් ඇතිව යඳහා තෙරෙන විස්තරාත්මක ක්‍රියා සම්පූර්ණයකි.

බොරෝසිය :- අවලම්බිත අංශු මගින් අපැහැදිලි වූ ජලය.

විකිත පොම්පය :- ඔසු පිටීමට විශේෂණයේ පෙරහන් තව තැනණයෙහි පෙරහන බලයක් ජලය යැවීමට හෝ ඇද ගැනීමට භාවිතා වන පොම්පයකි.

ජල පිරිපහදු කිරීම :- ජලයේ ඇති කැපී පෙනෙන සහ භාහිර අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය.

අපවිත්‍ර වීම :- දුෂ්ඨ වීම.

වදන් වදා

අනුමාන පරීක්ෂාව	- Presumptive test
අනුමාන කලහැකි බැක්ටීරියා අංකය	- Most probable bacteria number -MPN
අයෝග්‍ය	- Inacceptability
ඇගාර්	- Agar
එක මෙක ගෙන යා හැකි උපකරණ කට්ටල	- Portabate field kits
ඊ කෝලී	- E. coli
ඉන්කියුබේටරය	- Incubator
කියවීමේ කණ්ඩායම	- reading glass
කෝලිෆෝම් පරීක්ෂණය	- coliform detection
කෞතු උපකරණ කට්ටල	- field kits
කොලොනිය	- colony
සම්මත ඵලය පරීක්ෂණය	- standard plate count
සමස්ත කෝලිෆෝම් පරීක්ෂණය	- Total coliform detection
ස්ථිර පරීක්ෂාව	- confirmed test
සෞඛ්‍ය සමාජය	- Sanitary Survey
ජල පිරිසිදු කිරීම	- water treatment
ජෙලීය	- geletin
ජීවානුහරණය	- sterile
දූෂිතයන්	- contaminants
ධාරකය	- Holder
පවතින ජල සැපයුම	- Existing Water Supply
පෙට්‍රි දිශිය	- Petri dish
පෙරහන්කඩ තාක්ෂණය	- Membrane filter technique
පැරෙජනික ජීවීන්	- Pathogenic organism
පැයවීම	- ferment
පැකලි පෙරහන	- flat filters
පිපෙට්ටුව	- Pipet
ඉපුල් කෞතු ද්වි අක්ෂිත අන්වීක්ෂකය	- Binocular wide field microscope.

පූර්ණ පරීක්ෂාව	- complete test
සෝමයදායී වර්ග මාධ්‍ය	- Nutrient broth
බිඳුණු වීමේ කොලිෆෝම් පරීක්ෂණය	- fecal coliform detection
බහු තුළ ප්‍රමාණ	- Multiple tuber method
කෙරුණු	- turbidity
නිෂේධන	- Incubation
මට්ටම	- level
රසායනික විෂමීර කාලය ඒකකය	- chemical disinfectant unit
විෂමීර යොදාගැනීම	- Vaccum pump
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය	- World Health Organization - WHO
වර්ග මාධ්‍ය	- growth media
විෂමීර කාලය	- disinfection
විශ්ලේෂණය	- Analysis
සත්‍ය හා ප්‍රායෝගික බිඳුණු වීමේ	- excreta